

# Produktsicherheitsdatenblatt - nach GPSR EU 2023/988

*DNPH - Probenvial (länglich) und Opfervial (kurz und dicker)*



## Produktbeschreibung:

Zwei Kunststoff Vials mit DNPH Füllung Produkt enthält zwei unterschiedliche Vials, eines zur Entnahme der Probe und eines als Opfer-Vial zum Schutz des Entnahme-Vials. Inhalt der beiden ist identisch.

## Verwendungszweck:

Aufnahme von Aldehyden und Ketonen aus der Raumluft zur anschließenden Analyse

## Hersteller:

Bekolut GmbH & Co. KG, Im Froschpfuhl 7, D-66892 Bruchmühlbach-Miesau, info@bekolut.de

Warnhinweise: Enthält: 2,4-Dinitrophenylhydrazin (DNPH) (3 ml/350 mg). s. Sicherheitsdatenblatt.

---

Pretz - 11.12.2024

ICP Analytik GmbH & Co. KG  
Brandenburger Platz 1, 24211 Pretz  
icp@icp-analytik.de

