


Produktsicherheitsdatenblatt - nach GPSR EU 2023/988

ORSA Sampler Vial - Fa. Dräger



Produktbeschreibung:

Glas Gefäß (Verpackung) mit Kunststoffdeckel
enthalten: Zylinder aus Glas gefüllt mit Aktivkohle

Verwendungszweck:

Absorption von leichtflüchtigen organischen Verbindungen an der Aktivkohle

Hersteller: Drägerwerk AG & Co. KGaA - Moislinger Allee 53-55 - 23558 Lübeck
info@draeger.com

Preetz - 11.12.2024

ICP Analytik GmbH & Co. KG
Brandenburger Platz 1, 24211 Preetz
icp@icp-analytik.de

