

Produktsicherheitsdatenblatt - nach GPSR EU 2023/988

TENAX



Produktbeschreibung:

Metallröhre mit innen aufgetragenem Absorptionsmaterial mit Metall-Endkappen zum Verschluss.

Verwendungszweck:

Aufnahme leichtflüchtiger organischer Bestandteile in der Raumluft zur Analyse.

Hersteller:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Eschenstrasse 5, D-82024 TAUFKIRCHEN

Warnhinweise: Enthält: Poly(oxy[1,1':3',1''-terphenyl]-2',5'-diyl)

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Pretz - 11.12.2024

ICP Analytik GmbH & Co. KG
Brandenburger Platz 1, 24211 Pretz
icp@icp-analytik.de

